




Human Tecar Physio TT. Si apre una nuova fisioterapia per il benessere e il recupero della forma



Tecnologia innovativa per il trattamento
dell'adiposità localizzata

Dimagrire dove serve serve a tutti

L'adipe localizzato è un problema che riguarda la maggioranza delle persone. Un potenziale immenso che potrete conquistare con Human Tecar Physio TT dando una risposta efficace all'esigenza di dimagrire: dove serve, rapidamente, a costi contenuti.



Human Tecar Physio TT rappresenta un innovativo e valido strumento per intervenire sugli accumuli di grasso localizzato, che ben si adatta a un concetto di fisioterapia avanzata, orientata al benessere, al recupero della forma e alla prevenzione nel senso più ampio. Agisce sull'incremento del metabolismo dei grassi localizzati, quelli normalmente più difficili da eliminare quando si trovano in aree circoscritte.

Human Tecar Physio TT, sistema evoluto per la fisioterapia, porta nella sua tecnologia tutto il valore scientifico raggiunto attraverso studi clinici effettuati in Svezia su un primo modello cui ha fatto seguito l'esperienza pratica in numerosi centri di cura estetica a livello nazionale e internazionale, dove si è potuto dimostrare come in un'ampia casistica, si siano potuti ottenere ottimi risultati nella quasi totalità dei casi.

Human Tecar Physio TT lavora in piena autonomia, come un vero specialista: per questo potete considerarlo a tutti gli effetti un operatore del vostro staff. Sarete in grado così di prendervi cura dei vostri clienti offrendo un servizio di altissimo livello, con un basso impiego di risorse ed eccellenti risultati sin dalla prima seduta.



Intervenire in modo efficace combinando due meccanismi fisiologici

Human Tecar Physio TT si basa sul principio dell'incremento della temperatura locale sviluppato esclusivamente nella zona interessata da adiposità, attraverso l'applicazione di particolari fasce di avanzatissima tecnologia realizzate nel rivoluzionario "Resistance Tissue", un tessuto/resistenza che diffonde omogeneamente un leggero ed efficace calore. L'energia termica prodotta, penetra in profondità incrementando la temperatura

corporea, esclusivamente in quell'area. Il corpo reagisce con un aumento della circolazione sanguigna e si attiva il metabolismo in modo del tutto fisiologico. Il risultato più importante che si ottiene è un accrescimento del processo di metabolizzazione e di combustione dei grassi. Un risultato tanto più evidente proprio in quei soggetti affetti da un'adiposità localizzata molto importante.



Come vedremo più avanti in alcune tabelle, è stata dimostrata anche una riduzione dei centimetri superflui e, se il trattamento è associato a una dieta, si ottiene inoltre una perdita di peso nell'80% dei casi. Nonostante esistano diversi metodi per dimagrire, Human Tecar Physio TT ha riscosso un notevole successo grazie all'azione selettiva sull'adipe, ai risultati che si ottengono in modo rapido, all'innocuità di un trattamento dalle controindicazioni minime.

Dimagrire attivando gli enzimi del corpo

Human Tecar Physio TT attiva gli enzimi del corpo e trasforma il grasso in energia.

L'adipe localizzato è un bagaglio di trigliceridi: grassi che l'organismo non riesce a utilizzare come energia e che perciò si accumulano. Human Tecar Physio TT rilancia la lipolisi, attivando gli enzimi naturali che trasformano i trigliceridi in glicerolo: cioè in energia utile che il corpo può consumare più rapidamente.




La tecnologia Human Tecar Physio TT

All'interno delle fasce termiche di Human Tecar Physio TT si trovano delle sottili lamine metalliche conduttrici di calore che sono riscaldate e controllate da un microprocessore che ne regola la temperatura fisiologica. La temperatura si diffonde omogeneamente e profondamente nei tessuti del corpo incrementandone l'area di qualche grado centigrado per via della radiazione termica del corpo stesso attivando la caratteristica biologica di questo processo.


Quest'aumento della temperatura accresce i processi metabolici in quelle aree. Il risveglio della circolazione nelle zone interessate perdura e si mantiene anche oltre 24 – 48 ore dall'avvenuto trattamento.

Le fasce termiche si contraddistinguono per l'elevata capacità di ottenere un calore omogeneo su tutta l'area trattata, senza che vi siano zone più calde o più fredde. Il controllo della temperatura locale a 37°C durante i 45 minuti di trattamento, attiva gli enzimi senza provocare un'eccessiva sudorazione che produce un effetto contrario alla eliminazione dei grassi.

E' possibile trattare contemporaneamente 7 zone differenti del corpo: braccia, cosce, vita, addome e doppio mento.



Trasformazione dei trigliceridi in glicerolo



Livelli di glicerolo

Le fasce termiche di Human Tecar Physio TT agiscono sui tessuti interessati da adipe localizzato provocando un incremento della temperatura da circa 32 °C a 37/38 °C, e la trasformazione dei trigliceridi in glicerolo, ossia in energia utile all'organismo.

Risultati provati scientificamente

Human Tecar Physio TT è un metodo che unisce alla rapidità e alla tangibilità dei risultati, la facilità di applicazione e l'accessibilità dei costi. Non provoca sensazioni fastidiose al corpo, ma è anzi piacevole e rilassante. È accertato che i buoni risultati ottenuti dopo l'uso di Human Tecar Physio TT accrescono in modo rilevante la sensazione di benessere e apportano un miglioramento delle funzioni del sistema nervoso. Tutto questo con la garanzia di una ricerca scientifica alle spalle che ne dimostra l'assoluta efficacia.

Sono stati ottenuti risultati positivi su campioni di persone che

hanno frequentato alcuni centri in Svezia, due volte la settimana, per le sei successive. In molti casi è stato sufficiente questo periodo per ottenere risultati soddisfacenti, mentre in altri si è preferito procedere per altre sei settimane. I trattamenti con Human Tecar Physio TT sono avvenuti in combinazione a diete ipocaloriche o normali, ricche di proteine ma con pochi grassi. Sono stati esaminati i risultati dopo sei settimane e, in molti casi, è stata controllata la stabilizzazione dei risultati anche in seguito.



La scienza a supporto della ricerca Unibell


Lo studio scientifico condotto da Ernst Nyström - MD, Ph D, presso l'Ospedale Universitario Sahlgren's di Göteborg, Svezia, ha dimostrato la stretta relazione che intercorre fra la somministrazione corretta e costante di calore localizzato e profondo garantita dalla tecnologia adottata da Human Tecar Physio TT e l'andamento di alcuni parametri biochimici direttamente coinvolti con il metabolismo dei grassi.




Il primo grafico mostra la netta diminuzione del peso resa ancora più efficace da una dieta ipocalorica. Le tre tabelle qui sotto illustrano i risultati delle sedute con Human Tecar Physio TT circa la riduzione in centimetri della circonferenza di alcuni punti critici, quali il punto vita, le cosce e l'addome.



Perdita cm: VITA



Perdita cm: COSCIA



Perdita cm: ADDOME



I prodotti cosmetici funzionali, complementari al trattamento professionale

Al fine di perfezionare il trattamento per il recupero rapido della forma Unibell ha creato una linea specifica destinata alla pratica professionale nella fase intensiva di trattamento. La gamma comprende alcune referenze per la preparazione del corpo, alcuni prodotti da utilizzare nella fase conclusiva per facilitare il drenaggio e l'eliminazione dei liquidi in eccesso e un prodotto specifico che interviene sulla riduzione della resistenza della pelle da utilizzare prima dell'applicazione delle fasce termiche.

